

Modelo	SBD916
Producto	Tapete antifatiga grado hospital, antibacterial, esterilizable por autoclave, color blanco ostión 60x91 cm
Datos Técnicos	Excelente duración. El tapete antifatiga grado hospital fabricado con hule suave de alta calidad y de alta resiliencia. Diseño de "burbujas" de aire para confort y comodidad sin perforaciones para limpieza y sanitización. Formulación especial evita el crecimiento de bacterias. Esterilizable por autoclave. Dimensiones: 60 cm ancho; 91 cm largo. Peso: 5.4 Kg. Dureza 60 + 5 Shore "A". Instrucciones de limpieza: trapeador húmedo; lavar con solución de agua y detergente común diluido, tallar con cepillo de fibras suaves. No se recomienda cloro. Se puede esterilizar con autoclave.
Uso y beneficios	Tapete antifatiga fabricado con hule suave antibacterial y esterilizable por autoclave. Piso sólido sin perforaciones facilita limpieza y sanitización. Diseño ergonómico de "burbujas" de aire para mayor sensación de comodidad y confort. Disminuye la fatiga del usuario. Para industrias, oficinas, centros de salud, líneas de producción, restaurantes, cocinas, uso industrial en general. El color blanco ostión es ideal para hospitales, pabellones quirúrgicos, consultorios, laboratorios, industrias de alimentos o para ambientes asépticos en general.

Medidas Externas		
Longitud	60 cm	23.62"
Ancho	91 cm	35.82"
Peso	5.4 Kg.	11.90 lb

Material	
Color	Blanco ostión
Bordes	Sin bordes
Conectores	Sin pines de conexión
Base / Piso	Sólido sin perforaciones. Diseño acojinado a base de "burbujas" de aire para soporte suave y amortiguar peso del personal
Material	Hule suave con formulación especial para evitar crecimiento de bacterias y para autoclave.

Instrucciones de uso	Instrucciones de limpieza
Colocar en áreas limpias de hospitales, pabellones quirúrgicos, consultorios, laboratorios, industrias de alimentos o para ambientes asépticos en general donde el personal transita o permanece de pie por tiempo prolongado.	trapeador húmedo; lavar con solución de agua y detergente común diluido, tallar con cepillo de fibras suaves. No se recomienda cloro. Se puede esterilizar con autoclave.

